

## PEEK im täglichen Alltag / daily work

Hier zeigen wir Ihnen, wie PEEK im normalen Laboralltag Anwendung findet.  
Here we show you how PEEK is used in normal laboratory routine.

Für Sekundäteleskope in der klassischen Anwendung als Galvano-Ersatz.  
For secondary-telescopes in classical application as galvano-replacement.



Hier : Primärteleskope aus Zirkon auf natürlichen Zähnen.

Here : Primary telescopes in zirconium on natural teeth.



Weisses PEEK, eingearbeitet in eine klassische Modellgussprothese.

White PEEK, incorporated into a classical partial denture.