

Zirkon & Ceramic / Full-arch

Here a nice case on implants and natural teeth...

Hier ein netter Fall auf Implantaten und natürlichen Zähnen...



Die 4 Frontzähne auf natürlichen Zähnen...

The 4 incisivi on natural teeth.....

...und ab den Eckzähnen auf Implantaten.

...and from the canini on implants.



Zuerst stellen wir die Frontkronen aus Zirkon her.

First we made only the front-caps in Zircon

Mit diesen Frontkappchen wird die Implantatabformung angefertigt.

With this front-caps we make the implant-impression.



Die Abutments werden ausgewählt, gekürzt und seitenweise parallelisiert..

We choose the abutments shortend and page by page parallelized.