



Zirkon vestibulär & Vollanatomie / vestibular & monolithic




Hier einmal die billigste Art der Anwendung von Zirkon. Die Prämolaren vestibulär verblendet – die Molaren nur poliert ohne Glasur.

Here the cheapest way of application of zirconium. The premolars layered vestibular – the molars only polished without glaze.



Das polierte Zirkon weist die übliche Perlmut-Optik auf. Wir versuchen in diesen Fällen Struktur auf der Oberfläche zu erhalten um die Kronen nicht zu unnatürlich erscheinen zu lassen.

The polished zircon has the usual perlmutter-look. In these cases, we try to hold structure on the surface of the crowns not to allow to appear too unnatural.



Die Kaukanten sollten bei dieser Technik immer geschützt sein um Abplatzungen der Keramik zu vermeiden.

The chewing edges should always be protected in this technique to avoid chipping of the ceramics.

